

WbおよびElisa用 Anti-Dmc1 ポリクローナル抗体 - Q14565

商品番号: CM0026714



前書き

ヒトDMC1（減数分裂組換えタンパク質）に対するウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロッティングおよびELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと交差反応性あり。減数分裂およびDNA修復研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DMC1 ウサギ pAb
備考/別名	DMC1H, LIM15, dJ199H16.1, DMC1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11144
遺伝子ID	11144
免疫原	ヒトDMC1 (NP_008999.2) のアミノ酸1-260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q14565
タンパク質分子量	38kDa
発送	保冷バッグ