

Wb、Ihc-P、Ip、Elisa用

抗DnaトポイソメラーゼI（Top1）ウサギポリクローナル抗体 - P11387

商品番号: CM0015030



前書き

WB、IHC-

P、IP、ELISA用途向けのヒトDNAトポイソメラーゼI（TOP1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。

マウスと交差反応します。DNAトポロジジーおよび転写に関与する91 kDaのタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAトポイソメラーゼI（TOP1）ウサギpAb
備考／別名	TOP1；DNAトポイソメラーゼI（TOP1）
種	ヒト
GeneID（ヒト）	7150
GeneID	7150
免疫原	ヒトTOP1（NP_003277.1）のアミノ酸1～100に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P11387
タンパク質分子量	91 kDa
発送	保冷バッグ