

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Dnajc10 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Ixb1

商品番号: CM0012965

前書き

ヒトDNAJC10（ERdj5）に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IF/ICC、ELISAでの検証が完了しています。マウスと交差反応します。小胞体タンパク質品質管理、ERAD、ストレスシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAJC10 Rabbit pAb
別名	JPD1; MTHr; ERdj5; PDIA19; DNAJC10
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	54431
遺伝子ID	54431
免疫原	ヒトDNAJC10（NP_061854.1）のアミノ酸614〜793番に対応する組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8IXB1
タンパク質分子量	91kDa
発送	保冷剤