

Anti-Dnajc15 ウサギモノクローナル抗体（Wb, If/Icc, Elisa用） - Q9Y5T4

商品番号: CM0012394

前書き

ヒトDNAJC15 (MCJ)
を標的とするウサギモノクローナル抗体（WB,
IF/ICC,
ELISA用）。マウス、ラットと交差反応します。ミト
コンドリア呼吸鎖およびタンパク質輸送の研究に最適
です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAJC15 Rabbit mAb
備考/別名	MCJ; HSD18; DNAJD1; DNAJC15
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29103
GeneID	29103
免疫原	ヒトDNAJC15 (Q9Y5T4) のアミノ酸70-150領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9Y5T4
タンパク質分子量	16kDa
配送	氷袋