

Wb、Elisa用抗Dnajc18ウサギポリクローナル抗体 - Q9H819

商品番号: CM0021444

前書き

ヒトDNAJC18（DnaJホモログサブファミリーCメンバー18）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの検証が完了しており、ヒトおよびラットのタンパク質を認識します。感染時にポリオーマウイルスのER膜透過に関与しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAJC18 Rabbit pAb
備考/別名	DNAJC18
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	202052
遺伝子ID	202052
免疫原	ヒトDNAJC18（NP_689899.1）のアミノ酸260～350番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9H819
タンパク質分子量	42kDa
配送方法	保冷剤