

Wb、Elisa向け抗Dnajc9ポリクローナル抗体 - Q8Wxx5

商品番号: CM0020438



前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのこのウサギポリクローナル抗体は、二重機能を持つヒストンかつ熱ショックコシャペロンであるヒトDNAJC9を標的とします。マウスおよびラットと交差反応性があり、ヌクレオソームアセンブリーやコシャペロン研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] DNAJC9 ウサギpAb
別名	JDD1; SB73; HDJC9; C9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	23234
GeneID	23234
免疫原	ヒトDNAJC9 (NP_056005.1) のアミノ酸1〜260に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8WXX5
タンパク質分子量	30kDa
配送方法	氷袋