

抗Dnal4ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - O96015

商品番号: CM0018099

前書き

繊毛の力発生に關与するダイニン軸糸輕鎖であるヒトDNAL4を標的とするウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロッティングおよびELISAでの使用が検証済みで、マウスおよびラットと交差反応します。呼吸繊毛やモータータンパク質の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNAL4 Rabbit pAb
別名	MRMV3; PIG27; DNAL4
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	10126
GeneID	10126
免疫原	ヒトDNAL4（NP_005731.1）のアミノ酸1～105番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	O96015
タンパク質分子量	12kDa
輸送方法	氷袋