

ウエスタンブロット、Elisa用 抗Dnase1 ウサギポリクローナル抗体 - P24855

商品番号: CM0027297



前書き

ヒトDNASE1 (DNase I) に対する高品質なウサギポリクローナル抗体です。ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みで、ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。アポトーシスおよびNET研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNASE1 ウサギ pAb
備考/別名	DNLI; DRNI; DNASE1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1773
GeneID	1773
免疫原	ヒトDNASE1 (NP_005214.2) のアミノ酸22-282に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P24855
タンパク質分子量	31kDa
発送	保冷バッグ