

Wb、If/Icc、Elisa用 Anti-Dnase1L1 ポリクローナル抗体 - P49184

商品番号: CM0014486

前書き

ヒト DNASE1L1 (DNase X, DNase I-like 1) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み、マウスおよびラットとの交差反応性あり。ヌクレアーゼおよび体外診断用医薬品（IVD）研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNASE1L1 ウサギ pAb
備考/別名	XIB; G4.8; DNL1L; DNASEX; DNAS1L1; DNASE1L1
種	ヒト
遺伝子ID	1774
免疫原	ヒトDNASE1L1 (NP_006721.1) のアミノ酸1-302に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P49184
タンパク質分子量	34kDa
発送	保冷バッグ