

Wb、If/Icc、Elisa用Anti-Dnm2ポリクローナル抗体 - P50570

商品番号: CM0025956



前書き

DNM2 Rabbit

pAbは、WB、IF/ICC、ELISAで使用可能なポリクローナル抗体です。マウスおよびラットとの交差反応性を持ち、エンドサイトーシスおよび細胞骨格再構築に関与するダイナミン-2

GTPアーゼを標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	DNM2 Rabbit pAb
備考/別名	DYN2; CMT2M; DYNII; LCCS5; CMTDII; CMTDIB; DI-CMTB; DNM2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1785
GeneID	1785
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P50570
タンパク質分子量	98kDa
配送	氷袋