

Anti-Dnmt1ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Ip、Elisa対応） - P26358

商品番号: CM0002704



前書き

ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を持つ、WB、IHC-

P、IP、ELISAで検証済みのDNMT1ウサギモノクローナル抗体。DNAメチル化、エピジェネティック遺伝、および転写抑制の研究に不可欠です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNMT1 Rabbit mAb
備考/別名	AIM; DNMT; MCMT; CXXC9; HSN1E; ADGADN; m.Hsa1; DNMT1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1786
GeneID	1786
免疫原	合成ペプチド ヒトDNMT1 (NP_001370.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P26358
タンパク質分子量	183kDa
配送	アイスバッグ