


ウェスタンブロット、If/Icc、Elisa用 抗Dnttip2 ウサギポリクローナル抗体 - Q5Qje6

商品番号: CM0023694



前書き

ヒトDNTTIP2 (ERBP/TdIF2)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスとの交差反応性あり。転写制御およびリボソーム合成研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DNTTIP2 ウサギ pAb
備考/別名	ERBP; FCF2; TdIF2; HSU15552; LPTS-RP2; DNTTIP2
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	30836
遺伝子ID	30836
免疫原	ヒトDNTTIP2 (NP_055412.2) のアミノ酸1-300に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q5QJE6
タンパク質分子量	84kDa
発送	保冷バッグ