

Wb、Elisa用抗Dock1ウサギポリクローナル抗体 - B2Ruu3

商品番号: CM0019833

前書き

ヒトDOCK1（DOCK180/ced5）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAでバリデーション済み。グアニンヌクレオチド交換因子を介したシグナル伝達および膜ダイナミクスの研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DOCK1 ウサギpAb
備考／別名	ced5; DOCK180; DOCK1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1793
GeneID	1793
免疫原	ヒトDOCK1（NP_001371.1）のアミノ酸1766～1865内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	B2RUU3
タンパク質分子量	215kDa
輸送条件	保冷バッグ