

Wb、Elisa用 抗Dock3 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Izd9

商品番号: CM0023776

前書き

ヒトDOCK3 (PBP/MOCA)
を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタン
ブロットおよびELISAに適しています。この検証済み
試薬で、アルツハイマー病のメカニズムと細胞骨格シ
グナル伝達を探索してください。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DOCK3 ウサギ pAb
備考/別名	PBP; MOCA; NEDIDHA; DOCK3
種	ヒト
遺伝子ID	1795
免疫原	ヒトDOCK3 (NP_004938.1) のアミノ酸1348-1673に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8IZD9
タンパク質分子量	233KDa
輸送	保冷バッグ