

WbおよびElisa用抗Dppa4ウサギポリクローナル抗体 - Q7L190

商品番号: CM0017094

前書き

ヒトDPPA4に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISA用にバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットの各種における内在性DPPA4を検出します。幹細胞および発生生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DPPA4ウサギpAb
備考／別名	2410091M23Rik; DPPA4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55211
遺伝子ID	55211
免疫原	ヒトDPPA4 (NP_060659.3) のアミノ酸15～304に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q7L190
タンパク質分子量	34 kDa
輸送	保冷バッグ