


Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 抗Dr5/Trailr2/Tnfrsf10B

ウサギモノクローナル抗体 - O14763

商品番号: CM0002921



前書き

ヒトDR5/TRAILR2/TNFRSF10B（デスレセプター5）に対するウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。アポトーシスおよびがん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DR5/TRAILR2/TNFRSF10B ウサギ mAb
備考/別名	DR5; CD262; KILLER; TRICK2; TRICKB; ZTNFR9; TRAILR2; TRICK2A; TRICK2B; TRAIL-R2; KILLER/DR5; DR5/TRAILR2/TNFRSF10B
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8795
遺伝子ID	8795
免疫原	ヒトDR5/TRAILR2/TNFRSF10B (O14763) のアミノ酸341-440に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14763
タンパク質分子量	48kDa
輸送	アイスバッグ