

Wb、Elisa用抗Dtnaポリクローナル抗体 - Q9Y4J8

商品番号: CM0014573



前書き

ヒトジストロブレビンα（DTNA）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WBおよびELISAでの使用が検証済みで、ヒトとマウスに交差反応します。シナプスおよび筋肉生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DTNA ウサギ pAb
備考／別名	DTN; DRP3; DTN-A; LVNCL; D18S892E; DTNA
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1837
遺伝子ID	1837
免疫原	ヒトDTNA (NP_001381.2) のアミノ酸240～480番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9Y4J8
タンパク質分子量	84kDa
輸送方法	氷袋梱包