


WbおよびElisa用Anti-Dusp13ウサギポリクローナル抗体 - Q6B8I1/Q9Uii6

商品番号: CM0030948



前書き

ヒト、マウス、ラットのDUSP13A/Bアイソフォームを標的とする、WBおよびELISA用DUSP13ウサギポリクローナル抗体。ホスファターゼ活性、ASK1介在性アポトーシス、筋特異的遺伝子発現の研究をサポートします。IVD免疫測定法開発向けのバルク供給にも対応しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DUSP13ウサギpAb
備考/別名	MDSP; TMDP; SKRP4; DUSP13
種	ヒト
GeneID (ヒト)	51207
GeneID	51207
免疫原	ヒトDUSP13 (NP_057448.3) のアミノ酸1〜198に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	Q6B8I1/Q9UII6
タンパク質分子量	6kDa/7kDa/9kDa/17kDa/20kDa/22kDa/27kDa
輸送	保冷バッグ