

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Dvl1ポリクローナル抗体 - O14640

商品番号: CM0016444



前書き

DVL1 Rabbit

pAbは、ヒトDVL1タンパク質（UniProt O14640）を標的とするポリクローナル抗体で、マウスおよびラットとの交差反応性を持ち、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAアッセイに適しています。Wntシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	DVL1 Rabbit pAb
備考/エイリアス	DVL; DRS2; DVLILI; DVLIP1; DVL1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1855
GeneID	1855
免疫原	ヒトDVL1 (NP_004412.2) のアミノ酸510-640に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O14640
タンパク質分子量	75kDa
配送	氷袋