

抗E-カドヘリンウサギモノクローナル抗体（Wb、If/Icc、If-P、Ihc-P、Elisa用） - P12830

商品番号: CM0002230



前書き

ヒトE-

カドヘリンに対する高品質なウサギモノクローナル抗体です。WB、IF、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのサンプルと反応します。細胞接着、EMT、がん研究用途に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	E-カドヘリン ウサギmAb
別名	UVO; CDHE; ECAD; LCAM; Arc-1; BCDS1; CD324; E-Cadherin
対象種	ヒト
GeneID	999
免疫原	ヒトE-カドヘリン (NP_004351.1) のアミノ酸701-800番目の配列に相当する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P12830
タンパク質分子量	97kDa
輸送方法	氷袋