


Wb、If-P、Elisa用抗Eaat2/Slc1A2ポリクローナル抗体 - P43004

商品番号: CM0014539



前書き

EAAT2/SLC1A2 (GLT-1) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットに反応します。シナプス生物学および神経疾患研究用のグルタミン酸トランスポーターを標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EAAT2/SLC1A2 ウサギ pAb
備考／別名	GLT1; HBGT; DEE41; EAAT2; GLT-1; EIEE41; EAAT2/SLC1A2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6506
GeneID	6506
免疫原	ヒト EAAT2/SLC1A2 (NP_004162.2) のアミノ酸474～574に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF-P、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P43004
タンパク質分子量	62kDa
配送	保冷バッグ