

## Anti-Ebag9 ウサギポリクローナル抗体（Wb、El用 - O00559）

商品番号: CM0018835

### 前書き

#### ヒトEBAG9

(RCAS1)に対するウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。アポトーシスおよびがん研究に適しており、24

kDaのゴルジ膜タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| 製品名         | EBAG9 ウサギ pAb                                          |
| 備考/別名       | EB9; PDAF; EBAG9                                       |
| 種           | ヒト                                                     |
| GeneID (ヒト) | 9166                                                   |
| GeneID      | 9166                                                   |
| 免疫原         | ヒトEBAG9 (NP_004206.1) のアミノ酸28-213に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。 |
| ソース         | ウサギ                                                    |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                              |
| アプリケーション    | WB, ELISA                                              |
| 交差反応性       | ヒト、マウス                                                 |
| SWISS       | O00559                                                 |
| タンパク質分子量    | 24kDa                                                  |
| 配送          | アイスバッグ                                                 |