

Wb、Elisa用抗Ebf3ポリクローナル抗体 - Q9H4W6

商品番号: CM0019070



前書き

ヒトEBF3（COE3）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAでバリデーション済みで、ラットとの交差反応性があります。転写制御および神経発達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EBF3ウサギpAb
備考／別名	COE3、OE-2、EBF-3、HADD5、O/E-2、EBF3
種	ヒト
GeneID（ヒト）	253738
GeneID	253738
免疫原	合成ペプチド：ヒトEBF3（NP_001005463.1）のアミノ酸400～500内の配列に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ラット
SWISS	Q9H4W6
タンパク質分子量	65kDa
輸送	保冷バッグ