

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用 Anti-Ebp1/Pa2G4 モノクローナル抗体 - Q9Uq80

商品番号: CM0010839



前書き

ヒトEBP1/PA2G4を標的とするウサギモノクローナル抗体。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応性あり。細胞増殖、ERBB3シグナル伝達、がん研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EBP1/PA2G4 ウサギ mAb
備考/別名	EBP1; HG4-1; ITAF45; p38-2G4; EBP1/PA2G4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5036
GeneID	5036
免疫原	ヒトEBP1/PA2G4 (NP_006182.2) のアミノ酸300-394に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UQ80
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷剤