

WbおよびElisa用Anti-Edg1/Hexim1モノクローナル抗体 - P21453

商品番号: CM0008606



前書き

EDG1/HEXIM1 (S1PR1)

を標的とするウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットとの交差反応性を持ち、WBおよびELISAに適しています。GPCRシグナル伝達および血管新生研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EDG1/HEXIM1 Rabbit mAb
備考/別名	EDG1; S1P1; CD363; ECGF1; EDG-1; CHEDG1; DIS3362; EDG1/HEXIM1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1901
遺伝子ID	1901
免疫原	合成ペプチド ヒトEDG1/HEXIM1 (P21453) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P21453
タンパク質分子量	43kDa
配送	氷袋