

WbおよびElisa用 Anti-Edg1/S1Pr1 ポリクローナル抗体 - P21453

商品番号: CM0018654



前書き

ヒトS1PR1（EDG1、S1P1）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで有効性確認済み。マウスとの交差反応性あり。細胞遊走、血管新生、免疫応答におけるGPCRシグナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EDG1/HEXIM1 ウサギ pAb
備考/別名	EDG1; S1P1; CD363; ECGF1; EDG-1; CHEDG1; DIS3362; EDG1/HEXIM1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1901
GeneID	1901
免疫原	ヒトEDG1/HEXIM1（NP_001391.2）のアミノ酸303-382に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P21453
タンパク質分子量	43kDa
輸送	保冷バッグ