


Wb、If/Icc、Elisa用 抗Edn1ポリクローナル抗体（Ko検証済み） - P05305

商品番号: CM0021365



前書き

EDN1ウサギポリクローナル抗体、KO検証済み、ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISA用。ヒト、マウス、ラットと反応します。血管収縮ペプチドであるエンドセリン-1を標的とします。IVD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KO検証済み] EDN1ウサギpAb
備考／別名	ET1; QME; PPET1; ARCND3; HDLCQ7; N1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	1906
GeneID	1906
免疫原	ヒトEDN1（NP_001946.3）のアミノ酸18～212に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P05305
タンパク質分子量	24 kDa
配送	保冷バッグ