


ウサギ抗Eef1A1モノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - P68104

商品番号: CM0007211



前書き

ヒトeEF1A1を標的とするウサギモノクローナル抗体。
。WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。タンパク質合成および翻訳研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	eEF1A1 Rabbit mAb
備考/別名	CCS3; EF1A; PTI1; CCS-3; EE1A1; EEF-1; EEF1A; EF-Tu; EF1A1; LENG7; eEF1A-1; GRAF-1EF; EF1alpha1; eEF1A1
種	ヒト
遺伝子ID	1915
免疫原	ヒトeEF1A1のアミノ酸300-400に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_001393.1)
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P68104
タンパク質分子量	50kDa
配送	氷袋