


Anti-Eef1A2 ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用） - Q05639

商品番号: CM0027789



前書き

ヒトEEF1A2に対するウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-

P、IF/ICC、ELISAでの検証が済みであり、マウスおよびラットと交差反応性を示します。タンパク質合成伸長や神経疾患の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EEF1A2 ウサギpAb
備考/別名	HS1; STN; EF1A; STNL; DEE33; MRD38; EEF1A1; EIEE33; EF-1-alpha-2; EEF1A2
対象種	ヒト
遺伝子ID	1917
免疫原	ヒトEEF1A2（NP_001949.1）のアミノ酸184～463に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q05639
タンパク質分子量	50kDa
発送方法	氷袋梱包