

WbおよびElisa用Anti-Ehhadhウサギポリクローナル抗体 - Q08426

商品番号: CM0030848

前書き

WBおよびELISAで検証済みの、EHHADH（ペルオキシソーム性二機能性酵素）に対する高品質なウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのEHHADH（約79 kDa）を検出します。これは、ペルオキシソーム性脂肪酸β酸化における重要な酵素です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EHHADH Rabbit pAb
備考/別名	LBP, ECHD, LBFP, MFEL, PBFE, FRTS3, L-PBE, EHHADH
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1962
GeneID	1962
免疫原	ヒトEHHADH (NP_001957.2) のアミノ酸444-723に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q08426
タンパク質分子量	79kDa
配送	氷袋