

Anti-Eif4E Rabbit Monoclonal Antibody [Kd Validated] For Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P06730

商品番号: CM0009466



前書き

ヒトeIF4Eに対する高品質なウサギモノクローナル抗体。WB、IF/ICC、IP、ELISAで検証済み。マウス、ラット、サルと交差反応します。翻訳開始およびmRNA輸出の研究に最適です - P06730。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	[KD Validated] eIF4E Rabbit mAb
備考/別名	CBP; EIF4F; AUTS19; EIF4E1; eIF-4E; EIF4EL1
種	ヒト
遺伝子ID	1977
免疫原	ヒトeIF4E (NP_001959.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, IP, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット、サル
SWISS	P06730
タンパク質分子量	25kDa/27kDa/29kDa
配送	氷袋