


Anti-Eif5 ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P55010

商品番号: CM0025280



前書き

このウサギポリクローナル抗体はEIF5を標的とし、ヒト、マウス、ラットのサンプルにおけるWB、IF/ICC、ELISAに適しています。EIF5は、mRNA翻訳開始における43Sプレ開始複合体の機能に重要なGTPase活性化タンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EIF5 Rabbit pAb
備考/別名	EIF-5; EIF-5A; EIF5
種	ヒト
GeneID	1983
免疫原	ヒトEIF5 (NP_892116.2) のアミノ酸1-235に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55010
タンパク質分子量	49kDa
配送	アイスバッグ