

Wb、Elisa用 抗Elmod2 ポリクローナル抗体 - Q8Iz81

商品番号: CM0030159

前書き

WBおよびELISA用 ELMOD2 ウサギ
ポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのELMOD2
(35kDa)
を検出します。このGTPase活性化タンパク質は抗ウ
イルス防御およびArfファミリーGAP活性に関与して
います。免疫学および細胞生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ELMOD2 ウサギ pAb
備考/別名	9830169G1IRik; ELMOD2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	255520
GeneID	255520
免疫原	組換えタンパク質 (マウスELMOD2 (Q8BGF6) のアミノ酸1-130に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q8IZ81
タンパク質分子量	35kDa
発送	保冷バッグ