


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Emc1ウサギポリクローナル抗体 - Q8N766

商品番号: CM0015244



前書き

CamelBioは、ヒト検体におけるWB、IHC-P、ELISA用にバリデーション済みの抗EMC1ウサギポリクローナル抗体を供給します。ER膜タンパク質複合体サブユニット1を標的とし、体外診断研究および診断アッセイ開発に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EMC1 ウサギ pAb
備考/別名	CAVIPMR; KIAA0090; EMC1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	23065
免疫原	ヒトEMC1 (NP_055862.1) のアミノ酸885-965に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8N766
タンパク質分子量	112kDa
輸送	氷袋