

Wb、Elisa用 Anti-Eml3 ポリクローナル抗体 - Q32P44

商品番号: CM0024380

前書き

ヒトEML3を標的とするウサギポリクローナル抗体。
ウェスタンブロットおよびELISAに適しています。紡
錘体の形成、染色体の整列、微小管の核形成の研究に
有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EML3 Rabbit pAb
備考/別名	ELP95; EMAP3; EMAP95; EML3
種	ヒト
GeneID	256364
免疫原	ヒトEML3（NP_694997.2）のアミノ酸300-530に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q32P44
タンパク質分子量	95kDa
発送	保冷バッグ