

Wb、Elisa用 抗エンドムシン ポリクローナル抗体 - Q9Ulc0

商品番号: CM0028016

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAで検証済みのエンドムシン ウサギ
ポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスのエンドムシンに反応します。内皮細胞機能、血管生物学、細胞外マトリックス相互作用の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	エンドムシン ウサギ pAb
備考/別名	EMCN2; MUC14; エンドムシン
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	51705
遺伝子ID	51705
免疫原	組換えタンパク質 ヒトエンドムシン (NP_057326.2) のアミノ酸19-135に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9ULC0
タンパク質分子量	27kDa
発送	保冷バッグ