

## 抗エンドヌクレアーゼG（Endo G）ウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q14249

商品番号: CM0016515

### 前書き

ヒトEndonuclease G（Endo G）に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスおよびラットと交差反応します。DNA修復、オートファジー、ストレス応答におけるミトコンドリアエンドヌクレアーゼ機能の研究に有用です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ      | 値                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------|
| 製品名        | Endo G Rabbit pAb                                     |
| 備考・別名      | ENDOG; Endo G                                         |
| 対象種        | ヒト                                                    |
| GeneID（ヒト） | 2021                                                  |
| GeneID     | 2021                                                  |
| 免疫原        | ヒトEndo G（NP_004426.2）のアミノ酸49～297番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源         | ウサギ                                                   |
| カテゴリー      | ポリクローナル抗体                                             |
| 用途         | WB、ELISA                                              |
| 交差反応性      | ヒト、マウス、ラット                                            |
| SWISS      | Q14249                                                |
| タンパク質分子量   | 33kDa                                                 |
| 発送方法       | 保冷剤                                                   |