


Wb、Elisa用抗Ephb4ウサギポリクローナル抗体 - P54760

商品番号: CM0029458



前書き

ヒトEPHB4に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しており、マウスとの交差反応性を有します。組換えタンパク質免疫原を用いた、血管新生、心血管発生、細胞遊走の研究向けに設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EPHB4 Rabbit pAb
備考/別名	HTK; MYK1; HFASD; CMAVM2; LMPHM7; TYRO11; EPHB4
由来種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	2050
遺伝子ID	2050
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P54760
タンパク質分子量	108kDa
輸送方法	保冷剤