


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Ercc6 ポリクローナル抗体 - Q03468

商品番号: CM0023563



前書き

ヒトERCC6に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-

P、ELISAで検証済み。マウスおよびラットでの交差反応性あり。DNA修復およびクロマチンリモデリング研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ERCC6 ウサギ pAb
備考/別名	CSB; CKN2; COFS; ARMD5; COFS1; POF11; RAD26; UVSS1; CSB-PGBD3; ERCC6
種特異性	ヒト
GeneID (ヒト)	2074
GeneID	2074
免疫原	合成ペプチド ヒトERCC6 (NP_000115.1) のアミノ酸700-800に相当する配列の合成ペプチド。
宿主種	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q03468
タンパク質分子量	168kDa
発送条件	保冷剤