

WbおよびElisa用Anti-Ercc6L2ラビットポリクローナル抗体 - Q5T890

商品番号: CM0016165



前書き

ERCC6L2 (RAD26L)

を標的とするラビットポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。DNA二本鎖切断修復およびクロマチン維持の研究に役立ちます。予測分子量177 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ERCC6L2 Rabbit pAb
備考/別名	HEBO; BMFS2; SR278; RAD26L; C9orf102; ERCC6L2
種	ヒト
GeneID (ヒト)	375748
GeneID	375748
免疫原	ヒトERCC6L2 (NP_064592.2) のアミノ酸1262-1561に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ラビット
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト, マウス
SWISS	Q5T890
タンパク質分子量	177kDa
配送	氷袋