

WbおよびElisa用抗Erhポリクローナル抗体 - P84090

商品番号: CM0015331



前書き

ヒトERH（原始的相同体エンハンサー）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウェスタンブロット（WB）およびELISAに適しています。ヒトサンプルでバリデーション済みで、細胞周期の調節に関与する12 kDaの核タンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ERHウサギpAb
備考／別名	DROER; ERH
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2079
遺伝子ID	2079
免疫原	ヒトERHのアミノ酸残基1～104（NP_004441.1）を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P84090
タンパク質分子量	12 kDa
配送	保冷バッグ