

抗Erp57ウサギモノクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa対応） - P30101

商品番号: CM0005635



前書き

WB、IHC-

P、ELISAでの使用が検証済みの高品質な抗Erp57ウサギモノクローナル抗体です。MHC

I抗原提示における主要なシャペロンであるプロテインジスルフィドイソメラーゼA3を標的とし、免疫学および細胞生物学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ERp57 Rabbit mAb
略号・別名	P58; ER60; ERp57; ERp60; ERp61; GRP57; GRP58; PI-PLC; Hst17083; HEL-S-269; HEL-S-93n
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	2923
GeneID	2923
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P30101
タンパク質分子量	57kDa
発送方法	保冷剤