

抗Etfdhウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q16134

商品番号: CM0030515

前書き

ヒトETFDH（電子伝達フラボタンパク質-ユビキノンオキシドレダクターゼ）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットを検出し、脂肪酸代謝研究での利用に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ETFDH ウサギpAb
別名	MADD; ETFQO; ETFDH
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	2110
遺伝子ID	2110
免疫原	ヒトETFDH（NP_004444.2）のアミノ酸318～617番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q16134
タンパク質分子量	68kDa
発送方法	氷袋梱包