

WbおよびElisa用Anti-Ets1ウサギモノクローナル抗体 - P14921

商品番号: CM0003657



前書き

ヒトETS1 (p54)

を標的とする高品質なウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAで検証済み。転写因子の研究、リンパ球細胞の分化、血管新生の研究に適しています。リファレンス: P14921。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ETS1 Rabbit mAb
備考/別名	p54; ETS-1; EWSR2; c-ets-1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2113
GeneID	2113
免疫原	合成ペプチド ヒトETS1 (P14921) のアミノ酸1-100領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P14921
タンパク質分子量	50kDa
配送	アイスバック