


抗Ezh2/Kmt6 ウサギポリクローナル抗体（Wb、Ip、Elisa用） - Q15910

商品番号: CM0019659



前書き

EZH2/KMT6 (UniProt Q15910) を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロッティング、免疫沈降、ELISAに適しています。転写抑制とがんに関与する重要なヒストンメチルトランスフェラーゼであるヒトおよびマウスEZH2を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	EZH2/KMT6 ウサギpAb
備考／別名	WVS; ENX1; KMT6; WVS2; ENX-1; EZH2b; KMT6A; EZH2/KMT6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2146
GeneID	2146
免疫原	組換えタンパク質 EZH2/KMT6 (NP_001190176.1) のアミノ酸158～261に対応する配列を含む組換え融合タンパク質です。
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IP、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q15910
タンパク質分子量	85kDa
発送	保冷剤