

Anti-Fabp1ポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa用） - P07148

商品番号: CM0019326



前書き

ヒトFABP1に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットの肝臓型脂肪酸結合タンパク質を検出します。脂質代謝の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FABP1 Rabbit pAb
備考/別名	FABP1; FABPL; L-FABP; fatty acid binding protein 1
種	ヒト
GeneID (human)	2168
GeneID	2168
免疫原	ヒトFABP1 (NP_001434.1) のアミノ酸1-100以内の配列に対応する合成ペプチド
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07148
タンパク質分子量	14kDa
配送	氷袋