

Wb、If/Icc、Elisa用 抗Fabp1ウサギポリクローナル抗体 - P07148

商品番号: CM0028745



前書き

ヒトFABP1 (L-FABP) に対するウサギポリクローナル抗体です。ウェスタンブロット、IF/ICC、ELISA検出用です。マウスおよびラットと交差反応性があります。脂質代謝および肝機能研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FABP1 ウサギ pAb
備考/別名	FABPL; L-FABP; FABP1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	2168
GeneID	2168
免疫原	ヒトFABP1 (NP_001434.1) のアミノ酸1-127に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P07148
タンパク質分子量	14kDa
輸送	保冷バッグ