

抗Fam120Aウサギポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Nzb2

商品番号: CM0021207

前書き

ヒトFAM120A（OSSA/C9orf10）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAに適しています。酸化ストレスシグナル伝達、RNA代謝、脂肪生成遺伝子制御に関与する約122kDaの膜結合足場タンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAM120A Rabbit pAb
別名	OSSA; C9orf10; HBVPTPAP; FAM120A
対象種	ヒト
GeneID	23196
免疫原	組換えタンパク質（ヒトFAM120A (NP_055427.2)のアミノ酸1-140番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NZB2
タンパク質分子量	122kDa
輸送方法	保冷剤