

WbおよびElisa用Anti-Fam127A/Rtl8Cポリクローナル抗体 - A6Zki3

商品番号: CM0017862

前書き

ヒトFAM127A/RTL8Cに対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しており、マウスおよびラットと交差反応します。レトロトランスポゾンGag様タンパク質の検出研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	FAM127A Rabbit pAb
別名	CXX1; Mar8; MAR8C; Mart8; SIRH5; MART8C; FAM127A
対象種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	8933
免疫原	ヒトFAM127A (NP_001071639.1) のアミノ酸1-113番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
産生物	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	A6ZKI3
タンパク質分子量	13kDa
発送方法	保冷剤