


Anti-Fam129B Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Elisa - Q96Ta1

商品番号: CM0021630



前書き

WBおよびELISAで検証されたFAM129Bラビットポリクローナル抗体。ヒトFAM129B (Niban 2) を標的とします。アポトーシス抑制およびメラノーマ細胞浸潤における役割が示唆されています。がん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	FAM129B Rabbit pAb
備考/別名	OC58; MEG-3; C9orf88; FAM129B; MINERVA; bA356B19.6
種	ヒト
GeneID (ヒト)	64855
GeneID	64855
免疫原	ヒトFAM129B (NP_073744.2) のアミノ酸447-746に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96TA1
タンパク質分子量	84kDa
配送	氷袋